

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/koncentrat-stammopur-gr-p-72.html>

Koncentrat Stammopur GR

Cena brutto	670,80 zł
Cena netto	545,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	938
Producent	Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu

Stammopur GR - skoncentrowany, skuteczny płyn czyszczący do myjki ultradźwiękowej

Stammopur GR to profesjonalny, skoncentrowany płyn czyszczący przeznaczony do intensywnego usuwania zabrudzeń, osadów i nalotów z instrumentów medycznych, stomatologicznych, akcesoriów i podzespołów urządzeń medycznych- przeznaczony do stosowania w kąpeli ultradźwiękowej w profesjonalnych myjkach.

Dzięki wysokiej skuteczności w połączeniu z ultradźwiękami preparat zapewnia głębokie oczyszczenie mocno zanieczyszczonych powierzchni oraz skomplikowanych, trudno dostępnych miejsc.

Jakie są polecane zastosowania koncentratu Stammopur GR?

- usuwanie nalotów, tlenków metali i osadów mineralnych z przedmiotów zanurzonych w kąpeli ultradźwiękowej
- czyszczenie instrumentów medycznych, stomatologicznych i laboratoryjnych z zabrudzeń chemicznych i organicznych
- usuwanie przebarwień oraz pozostałości po sterylizacji
- czyszczenie elementów precyzyjnych i technicznych przed dalszą obróbką

Jakie przedmioty można zanurzyć w kąpeli ultradźwiękowej z zastosowaniem koncentratu Stammopur GR?

- narzędzia ze stali nierdzewnej, tytanu i metali szlachetnych
- elementy szklane, ceramiczne i plastikowe
- części techniczne i elementy precyzyjne wymagające dokładnego oczyszczenia

Jakie są właściwości koncentratu czyszczącego Stammopur GR?

- **skoncentrowana formuła** – silne działanie czyszczące już przy niskim stężeniu w myjce ultradźwiękowej
- **usuwa trudne zabrudzenia** – tlenki metali, rdzę, osady mineralne i spaliny po sterylizacji
- **wysoka kompatybilność materiałowa** – skuteczny i bezpieczny dla wielu materiałów używanych w instrumentach medycznych
- **biodegradowalny i efektywny** – przyjazny dla środowiska



Stammopur GR to profesjonalny płyn czyszczący, który maksymalizuje efekty działania myjki ultradźwiękowej — gwarantując głębokie oczyszczenie, szybszy proces mycia oraz lepsze przygotowanie narzędzi do dalszych etapów pielęgnacji lub sterylizacji.

KONCENTRAT STAMMOPUR GR:

Nie zawiera kwasu octowego i solnego
Zalecana ostrożność przy częściach z uszkodzonym chromowaniem
Nie nadaje się do metali lekkich, cyny i cynku
Aplikacja tylko w plastikowych wkładanych pojemnikach

CE zgodnie z MDD
Główne substancje aktywne: kwas fosforowy, tensydy
pH 1,9 w 1%
Zastosowanie w kąpeli ultradźwiękowej: 5% / 2-15 minut

Pojemność: **2 / 25 l.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr (- 237,00 zł), 2 litry , 5 litrów (+ 697,00 zł), 10 litrów (+ 1 805,00 zł)