

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/koncentrat-tickomed-1-p-77.html>

Koncentrat Tickomed 1

Cena brutto	279,60 zł
Cena netto	227,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	904
Producent	Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu

Płyn Tickomed 1 - profesjonalny koncentrat do czyszczenia narzędzi dentystycznych

Tickomed 1 to wysokoskuteczny koncentrat czyszczący do myjki ultradźwiękowej, przeznaczony do dokładnego usuwania zabrudzeń organicznych z narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych. Preparat zapewnia niezawodne rezultaty czyszczenia przed dezynfekcją i sterylizacją, chroniąc jednocześnie delikatne powierzchnie instrumentów.

Jakie rodzaje zabrudzeń są skutecznie usuwane przez koncentrat Tickomed 1?

- Krew i pozostałości białkowe
- Tłuszcze i zanieczyszczenia organiczne
- Osady powstałe podczas zabiegów stomatologicznych
- Zabrudzenia eksploatacyjne narzędzi wielokrotnego użytku

W jakich branżach koncentrat Tickomed 1 znajduje optymalne zastosowanie?

Stomatologia i chirurgia stomatologiczna:

- Instrumenty dentystyczne i chirurgiczne
- Narzędzia zabiegowe przed sterylizacją
- Akcesoria stomatologiczne wielokrotnego użytku

Medycyna i gabinety zabiegowe:

- Narzędzia chirurgiczne i mikrochirurgiczne
- Instrumenty precyzyjne wymagające dokładnego mycia

Centralne sterylizatornie i laboratoria:

- Narzędzia przygotowywane do dezynfekcji
- Sprzęt medyczny czyszczony w myjkach ultradźwiękowych

Podstawowe parametry płynu:

Odczyn pH: neutralny do lekko alkalicznego

Forma: koncentrat do rozcieńczania

Główne składniki: enzymatyczne i nieenzymatyczne środki powierzchniowo czynne wspomagające usuwanie zabrudzeń organicznych

Przeznaczenie: myjki ultradźwiękowe oraz czyszczenie zanurzeniowe



Jakie są zalety stosowania koncentratu Tickomed 1?

- Skuteczne usuwanie trudnych zabrudzeń organicznych
- Bezpieczny dla stali nierdzewnej i delikatnych instrumentów
- Idealny do myjek ultradźwiękowych w stomatologii
- Skoncentrowana formuła zapewniająca wysoką wydajność
- Ułatwia przygotowanie narzędzi do dezynfekcji i sterylizacji
- Produkt renomowanej marki Bandelin, bezpiecznie stosowany w medycynie
- Nadaje się do stosowania na metalach lekkich, z ochroną antykorozyjną

Sposób użycia - krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy, rozcieńczając koncentrat w wodzie w stężeniu 1-2%, zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Wlej roztwór do zbiornika myjki ultradźwiękowej.
3. Umieść narzędzia w koszu unikając ich bezpośredniego kontaktu.
4. Ustaw temperaturę czyszczenia w zakresie 30-45°C.
5. Uruchom myjkę na czas 5-10 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
6. Po zakończeniu procesu dokładnie wypłucz instrumenty wodą i przygotuj do dalszej dezynfekcji lub sterylizacji.

CE zgodnie z MDD

Główne substancje czynne: tensydy

Średnio alkaliczny, pH 9,0 w 1%

Aplikacja w kąpeli ultradźwiękowej: 3 %/ 2-10 minut

Pojemność: **2 / 25 l.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 2 litry , 5 litrów , 10 litrów