

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-rk-514-p-234.html>

Myjka ultradźwiękowa Bandelin Sonorex RK 514

Cena brutto	10 300,00 zł
Cena netto	8 373,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	277
Kod producenta	277
Kod EAN	8720153203227
Producent	Bandelin Electronics

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 514 - precyzyjne czyszczenie dla profesjonalistów

Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 514 to solidne, profesjonalne urządzenie przeznaczone do dokładnego usuwania zabrudzeń z drobnych i skomplikowanych części.

Dzięki nowoczesnej technologii ultradźwiękowej pozwala na szybkie i skuteczne czyszczenie bez potrzeby szorowania, co sprawia, że idealnie sprawdza się w laboratoriach, warsztatach i zakładach produkcyjnych wymagających wysokiej precyzji.

Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 514 doskonale nadaje się do czyszczenia detali mechanicznych w zakładach precyzyjnych, w laboratoriach – do usuwania zanieczyszczeń z próbek i narzędzi, a także w branży optycznej i elektronicznej, gdzie wykorzystuje się ją do mycia soczewek, modułów optycznych oraz płytek drukowanych.

Istnieje również możliwość wyposażenia myjki w specjalny wkład pozwalający na czyszczenie w myjce do 30 wkładów do tabletek.

Urządzenie umożliwia skuteczne czyszczenie części metalowych, takich jak śruby, przekładnie czy narzędzia warsztatowe, a także elementów elektronicznych, w tym płytek drukowanych, złączy i modułów.

Świetnie nadaje się również do czyszczenia przedmiotów optycznych, takich jak soczewki, szybki optyczne i elementy szklane, stosowane w laboratoriach oraz pracowniach technicznych.

Myjka ultradźwiękowa Sonorex RK 514 generuje ultradźwięki o wysokiej częstotliwości, które rozbijają zabrudzenia nawet w trudno dostępnych miejscach, zapewniając maksymalną skuteczność czyszczenia.

Równomierne rozpraszanie fal ultradźwiękowych eliminuje obszary martwe, gwarantując jednolite efekty.

Solidna i trwała konstrukcja zbiornika oraz obudowy pozwala na długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia nawet przy intensywnym użytkowaniu.

ZASTOSOWANIA W STOMATOLOGII:

Myjka RK 514 jest wszechstronnym urządzeniem do zastosowania w klinice dentystycznej lub gabinecie.

Wymiary myjki, jej duża siła czyszczenia oraz dostępne opcje pracy i szeroki wybór akcesoriów sprawiają, że bardziej niż jakiegokolwiek inne urządzenie tej klasy uprości i przyspieszy pracę w stomatologii.

Poniżej pokazujemy kilka możliwych pomysłów na zastosowanie myjki - wszelkie potrzebne akcesoria znajdują się powyżej opisu produktu, na karcie "Akcesoria":

Czyszczenie narzędzi dentystycznych - do czyszczenia większych ilości narzędzi można zastosować koszyk K 14 oraz płyn EM 70



Równoczesne czyszczenie narzędzi w 2 koszach - pozwala na łatwą segregację jak też umożliwia czyszczenie jednego zestawu dłużej w tym samym cyklu	
Równoczesne czyszczenie do 4 różnych rodzajów przedmiotów w pojemnikach wsadowych można w ten sposób jednocześnie usuwać resztki gipsu, w innym pojemniku - przeprowadzać sterylizację	
Można równocześnie czyścić narzędzia w tradycyjnym koszyku i drobne przedmioty w pojemnikach zawieszanych	
Przy pomocy stelaża KAH 14.1 można czyścić narzędzia w kasetach - do 2 x kaset 1/1 DIN, dla chirurgii - do 4 x kaset 1/2 DIN dla profilaktyki - do 8 x kaset 1/4 DIN dla diagnostyki i profilaktyki	

DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **13,5 l**
Pojemność robocza: **9,5 l**
Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **355 x 325 x 305 mm**
Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **325 x 300 x 150 mm**
Moc ultradźwięków: **860 W**
Częstotliwość: **35 kHz**
Ilość przetworników: **4**
Regulacja mocy: **Brak**
Zakres regulacji czasu: **1-15 minut lub tryb pracy ciągłej**
Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna AISI 304**
Materiał obudowy: **Stal nierdzewna AISI 304**
Akcesoria w komplecie: **Brak**
Stopień ochrony: **IP 32**
Zawór odpływowy: **G 1/2**
Ciężar całkowity: **8,2 kg**
Zasilanie: **230 V**
Sterowanie: **Analogowe**
Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**
Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , D 514 , D 14 T , DE 514
Koszyk: Bez kosza , K 14 , Kosz 14 EM