

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/koncentrat-tickopur-ks-1-p-291.html>

Koncentrat Tickopur KS 1

Cena brutto	285,60 zł
Cena netto	232,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	6011
Producent	Dr H. Stamm GmbH

Opis produktu

Tickopur KS 1 - koncentrat do ochrony antykorozyjnej metali żelaznych po czyszczeniu ultradźwiękowym

Tickopur KS 1 to profesjonalny koncentrat do ochrony antykorozyjnej metali żelaznych, przeznaczony do stosowania po procesie czyszczenia, szczególnie w myjkach ultradźwiękowych.

Preparat tworzy tymczasową warstwę ochronną, która zabezpiecza stal i żeliwo przed korozją podczas magazynowania, transportu lub dalszej obróbki.

To idealne rozwiązanie dla przemysłu metalowego, warsztatów mechanicznych, produkcji precyzyjnej oraz zakładów regeneracyjnych, gdzie po odtłuszczeniu i myciu elementy wymagają skutecznej ochrony przed rdzą.

Jakie są rodzaje zagrożeń i problemów, którym zapobiega Tickopur KS 1?

- Korozja powierzchniowa metali żelaznych
- Powstawanie rdzy po czyszczeniu wodnym
- Utlenianie stali i żeliwa
- Przebarwienia i naloty korozyjne
- Mikrokorozyja w okresie magazynowania

Jakie są zastosowania płynu - chronione przedmioty (wg branż)?

Przemysł metalowy i produkcja:

- elementy stalowe po czyszczeniu ultradźwiękowym
- części konstrukcyjne ze stali węglowej
- detale przygotowane do dalszego montażu

Warsztaty i serwisy techniczne:

- części silnikowe
- elementy układów mechanicznych
- narzędzia stalowe i komponenty regenerowane

Przemysł precyzyjny i maszynowy:

- drobne elementy stalowe
- części obrabiane CNC
- komponenty wymagające czasowej ochrony przed rdzą

Logistyka i magazynowanie:

- detale przygotowane do transportu
- elementy przechowywane przed dalszym procesem produkcyjnym



Podstawowe parametry płynu:

Odczyn pH: neutralny do lekko alkalicznego

Forma: koncentrat do rozcieńczania

Główne składniki: inhibitory korozji przeznaczone do metali żelaznych

Przeznaczenie: kąpiel zanurzeniowa po czyszczeniu, także w systemach ultradźwiękowych

Działanie: tworzy tymczasową warstwę ochronną zabezpieczającą przed wilgocią

Jakie są najważniejsze zalety regularnego stosowania płynu Tickopur KS 1?

- Skuteczna ochrona antykorozyjna stali i żeliwa
 - Idealne uzupełnienie procesu czyszczenia ultradźwiękowego
 - Ogranicza ryzyko powstawania rdzy już po kilku godzinach od mycia
 - Łatwa aplikacja w formie kąpeli zanurzeniowej
 - Wysoka wydajność koncentratu
 - Zapewnia powtarzalne i kontrolowane efekty ochronne
 - Profesjonalna jakość niemieckiej marki Bandelin
-

Sposób użycia - instrukcja krok po kroku:

1. Przygotuj roztwór roboczy, rozcieńczając koncentrat w wodzie w stężeniu 1-3%.
2. Po zakończeniu czyszczenia i płukania zanurz elementy stalowe w przygotowanym roztworze ochronnym.
3. Czas zanurzenia powinien wynosić 1-5 minut, w zależności od wielkości detali.
4. Temperatura kąpeli: 20-40°C.
5. Wyjmij elementy i pozostaw do wyschnięcia - nie splukuj warstwy ochronnej, jeśli ma pełnić funkcję zabezpieczającą.

Pojemność: **2 l.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 2 litry , 5 litrów