

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-do-czyszczenia-kolb-i-pipet-bandelin-sonorex-pr-140-dh-p-476.html>



Myjka Ultradźwiękowa do czyszczenia kolb i pipet Bandelin Sonorex PR 140 DH

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2070
Kod producenta	2070
Producent	Bandelin Electronics
Pojemność robocza	18 l

Opis produktu

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA DO CZYSZCZENIA KOLB MIAROWYCH I PIPET LABORATORYJNYCH SONOREX PR 140 DH

Prawidłowy pomiar objętości cieczy to klucz do sukcesu w wielu dziedzinach, dlatego ważne jest, aby zadbać o idealną czystość i odtłuszczenie powierzchni szklanych. Tylko wtedy mierzona ciecz swobodnie spłynie po ścianie szkła, unikając tworzenia się kropelek i zapewniając dokładne wyniki.

Potrzebujesz skutecznego i precyzyjnego sposobu czyszczenia swoich szklanych instrumentów wolumetrycznych? Kąpiel ultradźwiękowa w myjce Bandelin SONOREX PR 140 DH to rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania!

System zastosowany w myjce został zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących efektywnego sposobu czyszczenia, zwłaszcza w przypadku przyrządów pomiarowych i podłużnych elementów o długości do 755 mm.

Dzięki zastosowaniu podgrzewacza, nawet tłuste pozostałości są skutecznie usuwane, co bardzo przyspiesza proces czyszczenia urządzeń laboratoryjnych.

Innowacyjna modulacja częstotliwości gwarantuje bardzo jednorodne pole ultradźwiękowe, minimalizując ryzyko uszkodzenia szkła. Nasze urządzenie zapewnia bezpieczne czyszczenie, niemalże eliminując ryzyko zniszczenia podziałki i ścieranie szkła, co jest częstym problemem przy tradycyjnym czyszczeniu.

Dzięki zamontowanemu odpływowi i możliwości ustawienia na podłożu, myjka jest niezwykle wygodna w użytkowaniu. Odpływ z zaworem kulowym zapewnia szybkie opróżnianie kąpeli po zakończeniu procesu czyszczenia.

Nasze preparaty biodegradowalne **TICKOPUR** są idealne do delikatnego usuwania różnego rodzaju pozostałości, zarówno tłuszczu, jak i zanieczyszczeń mineralnych. Ponadto płyny czyszczące można stosować wielokrotnie, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Wykonana ze stali nierdzewnej taca dołączona do myjki zapewnia trwałość i higieniczne warunki użytkowania. Składane uchwyty ułatwiają transport, a panel sterowania z płaską klawiaturą membranową zapewnia łatwe czyszczenie urządzenia.

Spawana wanna gwarantuje trwałość i niezawodność urządzenia

Czas trwania kąpeli, funkcję DEGAS i opcjonalną temperaturę można wybrać za naciśnięciem jednego przycisku

Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać więcej szczegółów i odkryć, jak nasza kąpiel ultradźwiękowa może zrewolucjonizować proces czyszczenia szklanych instrumentów wolumetrycznych!

Nasze urządzenie zapewnia krótkie czasy czyszczenia, eliminując ryzyko uszkodzeń delikatnych elementów. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas i skupić się na wykonywaniu swoich zadań efektywniej.

Nie tylko szkło, ale również plastikowe pipety, biurety i inne wyroby szklane mogą być łatwo i skutecznie oczyszczone przy użyciu naszego urządzenia. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla różnorodnych potrzeb laboratoryjnych, zapewniając precyzję i niezawodność.

Zapewnij sobie pewność i dokładność pomiarów dzięki naszemu urządzeniu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferujemy!



DANE TECHNICZNE:

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **330 x 330 x 1035**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **150 x 150 x 895**

Moc ultradźwięków: **860 W**

Częstotliwość: **35 kHz**

Ilość przetworników: **4**

Regulacja mocy: **Brak**

Zakres regulacji czasu: **1,2,3,4,5,10,15,30, nieskończony**

Regulacja temperatury: **20-80 °C**

Moc grzałek: **138,0 kg**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4571**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna**

Akcesoria w komplecie: **Kosz, pokrywka**

Stopień ochrony: **IP 33**

Zawór odpływowy: **Tak**

Ciężar całkowity: **20 kg**

Zasilanie: **400 V 3N~50/60 Hz**

Sterowanie: **Cyfrowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Tak**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Tak**